

PRSC-22, plataforma

DESCRIPCIÓN

Tiene capacidad para 22 tubos de hasta 16 mm de diámetro (hasta 15 ml)

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------|----------|
| Volumen del tubo de ensayo | 15 ml |
| Capacidad | 22 |
| Tipo de plataforma | opcional |
| Diámetro del tubo de ensayo | 25-30 mm |



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-LK

Plataforma PRSC-22



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi Bio RS-24** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1)...

[Leer más](#)