

## PRSC-10, plataforma

### DESCRIPCIÓN

10 tubos de 25-30 mm de diámetro (tubos de hasta 50 ml)

### ESPECIFICACIONES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Capacidad                   | 10       |
| Tipo de plataforma          | opcional |
| Diámetro del tubo de ensayo | 20-30 mm |
| Volumen del tubo de ensayo  | 50 ml    |



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-JK

Plataforma PRSC-10



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi Bio RS-24** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1) ...

[Leer más](#)