


M-8/50, plataforma

DESCRIPCIÓN

8 tubos de 25-30 mm de diámetro (tubos de hasta 50 ml)

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	opcional
Diámetro del tubo de ensayo	20-30 mm
Volumen del tubo de ensayo	50 ml
Capacidad	8



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-PK

Plataforma M-8/50



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi Bio RS-24** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1) ...

[Leer más](#)