

PRS-14, plataforma

DESCRIPCIÓN

14 tubos 20-30 mm de diámetro (50 ml)

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tipo de plataforma | opcional |
| Diámetro del tubo de ensayo | 20-30 mm |
| Volumen del tubo de ensayo | up to 50 ml |
| Capacidad | 14 |



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010118-BK

Plataforma PRS-14



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi RS-60** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical(1) de ...

[Leer más](#)