

PRS-48, plataforma

DESCRIPCIÓN

48 tubos 10-16 mm de diámetro (tubos de 1,5 ml-15 ml)

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	standard
Diámetro del tubo de ensayo	10-16 mm
Volumen del tubo de ensayo	1.5-15 ml
Capacidad	48



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010118-CK

Plataforma PRS-48



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi RS-60** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical(1) de ...

[Leer más](#)