

PRS-8/22, plataforma

DESCRIPCIÓN

8 tubos 20-30 mm de diámetro (tubos de 50 ml), 22 tubos 10-16 mm de diámetro (tubos de 1,5 ml-15 ml)

ESPECIFICACIONES

Capacidad	14
Tipo de plataforma	opcional
Diámetro del tubo de ensayo	20-30 and 10-16 mm
Volumen del tubo de ensayo	up to 50 and 1.5-15 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010118-AK

Plataforma PRS-8/22



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi RS-60** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical(1)

de ...

[Leer más](#)