

PRS-22, plataforma

DESCRIPCIÓN

Tiene capacidad para 22 tubos de 10-16 mm de diámetro (tubos de 1,5 ml - 15 ml)

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	standard
Diámetro del tubo de ensayo	10-16 mm
Volumen del tubo de ensayo	1.5-15 ml
Capacidad	22



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-FK

Plataforma PRS-22



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
mini agitador rotatorio

El mini agitador giratorio **Bio RS-24** proporciona la rotación vertical de la plataforma. El agitador giratorio es un instrumento ideal para prevenir la coagulación de la sangre en tubos y ...

[Leer más](#)