

PRSC-18, plataforma

DESCRIPCIÓN

Tiene capacidad para 18 tubos de hasta 16 mm de diámetro (15 ml)

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	opcional
Diámetro del tubo de ensayo	16 mm
Volumen del tubo de ensayo	15 ml
Capacidad	18



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-EK

Plataforma PRSC-18



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
mini agitador rotatorio

El mini agitador giratorio **Bio RS-24** proporciona la rotación vertical de la plataforma. El agitador giratorio es un instrumento ideal para prevenir la coagulación de la sangre en tubos y ...

[Leer más](#)