

PRS-4/12, plataforma

DESCRIPCIÓN

Tiene capacidad para 4 tubos de 20-30 mm de diámetro (tubos de 50 ml) y 12 tubos de 10-16 mm de diámetro (tubos de 1,5 ml - 15 ml)

ESPECIFICACIONES

Capacidad	4 and 12
Tipo de plataforma	opcional
Diámetro del tubo de ensayo	20-30 and 10-16 mm
Volumen del tubo de ensayo	up to 50 and 1.5-15 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-AK

Plataforma PRS-4/12



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
mini agitador rotatorio

El mini agitador giratorio **Bio RS-24** proporciona la rotación vertical de la plataforma. El agitador giratorio es un instrumento ideal para prevenir la coagulación de la sangre en tubos y ...

[Leer más](#)