

PV-48, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plataforma durante 48 - 0,2 ml microtubos

ESPECIFICACIONES

Strips	0.2 ml
Capacidad	6-8



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010207-GK

PV-48



V-32

Including two platforms PV-32, PL-1
Agitador vórtex múltiple para tubos

El agitador vórtex múltiple V-32 está diseñado para agitar de modo intenso células de bacterias y levaduras, para el lavado del medio de cultivo y para la extracción de metabolitos
...

[Leer más](#)