

SC-24N, bloque

DESCRIPCIÓN

24 microtubos de 1,5 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 1,5 ml.	24
RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010120-GK

SC-24N



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)