

## SC-24, bloque

### DESCRIPCIÓN

24 microtubos de 2 ml

### ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 2 ml.

24



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010120-EK

SC-24



TS-100  
Without thermoblock  
Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100 proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)