

SC-18C, bloque

DESCRIPCIÓN

20 microtubos de 0,5 ml + 12 microtubos de 1,5 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,5 ml.	20
Cantidad de tubos de 1,5 ml.	12
RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010143-AK

SC-18C

ACCESORIOS



TS-100C

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



TS-100C Smart

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C Smart** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)