

# SC-24NC, bloque

## DESCRIPCIÓN

24 microtubos de 1,5 ml

## ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 1,5 ml.

2



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010143-GK

SC-24NC

## ACCESORIOS



**TS-100C**

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



**TS-100C Smart**

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C Smart** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)