


B-2A, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-2A para una placa de pocillos profundos Axygen® 96/2200 µl - Cat.No. P-2ML-SQ-C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-FK

Bloque B-2A para una placa de pocillos profundos Axygen® 96/2200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)