

R-1.5M, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 12 tubos de microanálisis de 1,5/2 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 2 ml.	12
----------------------------	----

Cantidad de tubos de 1,5 ml.	12
------------------------------	----



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010201-AK

Rotor R-1.5M



FV-2400 Microspin
Con rotores R-1.5M, R-0.5/0.2M
Mini centrifuga-agitador vórtex

La mini centrifuga/agitador vórtex Micro-Spin **FV-2400** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)