

## A-02, adaptador

### DESCRIPCIÓN

Adapter 12 pieces for microtubes 0.2 ml

### ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,2 ml.

12



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010213-BK

Adaptador A-02: 12 unidades para microtubos de 0,2 ml



#### Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05  
Mini centrífuga de alta velocidad

La mini centrífuga de alta velocidad **Microspin 12 Plus** es una centrífuga de escritorio compacta diseñada para laboratorios biomédicos.

**Microspin 12 Plus** se utiliza para la extracción de muestras de ...

[Leer más](#)



#### Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05  
Mini centrífuga de alta velocidad

La mini centrífuga de alta velocidad **Microspin 12** es una centrífuga de escritorio compacta diseñada para laboratorios biomédicos.

**Microspin 12** se utiliza para la extracción de muestras de ADN/ARN, la ...

[Leer más](#)