

# A-05, adaptador

## DESCRIPCIÓN

Adaptador 12 unidades para microtubos de 0,5 ml

## ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,5 ml.

12



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010213-AK

Adaptador A-05: 12 unidades para microtubos de 0,5 ml



**Microspin 12**

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05

Mini centrífuga de alta velocidad

La mini centrífuga de alta velocidad **Microspin 12** es una centrífuga de escritorio compacta diseñada para laboratorios biomédicos.

**Microspin 12** se utiliza para la extracción de muestras de ADN/ARN, la ...

[Leer más](#)