

MSL-SC,

DESCRIPCIÓN

Aumento de la tapa del rotor para acomodar las columnas de centrifugación



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010213-EK

MSL-SC, aumento de la tapa del rotor para acomodar las columnas de centrifugación



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini centrífuga de alta velocidad

La mini centrífuga de alta velocidad **Microspin 12** es una centrífuga de escritorio compacta diseñada para laboratorios biomédicos.

Microspin 12 se utiliza para la extracción de muestras de ADN/ARN, la ...

[Leer más](#)