

B10-16, bloque

DESCRIPCIÓN

10 tomas de Ø16 mm con profundidad de 56 mm

ESPECIFICACIONES

Profundidad	56 mm
Capacidad	10
Diámetro	16 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-BK

B10-16



CH 3-150

Without thermoblock

Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de -3°C a $+165^{\circ}\text{C}$ atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)