

# B23-1.5, bloque

## DESCRIPCIÓN

23 tomas para tubos de microanálisis de 1,5 ml con profundidad de 35 mm

## ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 1,5 ml.	23
Profundidad	35 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150  
Without thermoblock  
Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de  $-3^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$  atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)