

B23-1.5, bloque

DESCRIPCIÓN

23 tomas para tubos de microanálisis de 1,5 ml con profundidad de 35 mm

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 1,5 ml.

23

Profundidad

35 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de -3°C a $+150^{\circ}\text{C}$ atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)