


TR-44/11, gradilla

DESCRIPCIÓN

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de microcentrífuga de 2 / 1,5 ml, capacidad 44 tubos.
155x90x112mm

ESPECIFICACIONES

Capacidad	44
Tamaño del tubo	2 / 1.5 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010406-JK

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de microcentrífuga de 2 / 1,5 ml, capacidad 44 tubos



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Baño termostático con agitación

El baño termostático con agitación, **WB-4MS**, está diseñado para la investigación en laboratorios químicos, farmacéuticos, médicos y biológicos.

WB-4MS proporciona un aumento en la estabilización de la temperatura (hasta ...

[Leer más](#)