

HTP-1, soporte

DESCRIPCIÓN

HTP-1, soporte para sonda de temperatura



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010309-FK HTP-1, soporte para sonda de temperatura

ACCESORIOS



MMS-3000

BS-010305-AAF

Agitador magnético de alta velocidad

El **MMS-3000** es un agitador magnético compacto con una superficie de trabajo de acero inoxidable. Las unidades proporcionan la agitación de líquidos con velocidad de rotación del elemento magnético de ...

[Leer más](#)



MSH-300

BS-010302-OAA

agitador magnético con placa caliente

MSH-300 es un agitador magnético de nueva generación. Las estructuras de los agitadores están fabricadas en metal pintado con esmalte en polvo, que es químicamente resistente a ácidos y álcalis. ...

[Leer más](#)



Intelli-Stirrer MSH-300i

BS-010309-AAA

Agitador magnético con placa caliente

Intelli-Stirrer MSH-300i es un agitador magnético de nueva generación. Las estructuras de los agitadores están fabricadas en metal pintado con esmalte en polvo, que es químicamente resistente a ácidos y ...

[Leer más](#)