

MP-1

DESCRIPCIÓN

Agitador con forma de pala (70 x 70 mm)

ESPECIFICACIONES

Dimensión	378 × (70 × 70) × 8 mm
Tipo	Agitador con forma de pala



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010306-AK

MP-1



MM-1000
Without stirrer
Agitador superior Multimixer

El agitador superior Multimixer **MM-1000** está diseñado para agitar líquidos de hasta 20 litros. Agitador silencioso y fiable que puede proporcionar un mezclado continuo durante un máximo de 7 días ...

[Leer más](#)