

MC-1

DESCRIPCIÓN

Agitador centrífugo (ø 60 mm)

ESPECIFICACIONES

Dimensión	358 × 60 (110) × 8 mm
Tipo	Agitador centrífugo



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010306-EK

MC-1



MM-1000
Without stirrer
Agitador superior Multimixer

El agitador superior Multimixer **MM-1000** está diseñado para agitar líquidos de hasta 20 litros. Agitador silencioso y fiable que puede proporcionar un mezclado continuo durante un máximo de 7 días ...

[Leer más](#)