

# CKG16, Kit de calibración

## DESCRIPCIÓN

CKG16 para tubos de vidrio de 16 mm de diámetro, conjunto de 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (partículas de látex).

## ESPECIFICACIONES

Diámetro

16 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050102-BK

CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

## ACCESORIOS



### DEN-1

BS-050102-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 –  $180 \times 10^7$  células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



### DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 –  $180 \times 10^7$  células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



### DEN-600

BS-050109-AAA

fotómetro

DEN-600 es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600 usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método Abs (OD600)

...

[Leer más](#)