


# MA-8, colector de adaptador de 8 canales

## DESCRIPCIÓN

Punta de aspiración de 8 canales con soporte, esterilizable en autoclave



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040108-BK

MA-8, colector de adaptador de 8 canales  
opcional, MA-8, colector de adaptador de 8  
canales



**FTA-1**  
BS-040108-AAG  
Aspirador con soporte para frascos

El aspirador con soporte para frascos **FTA-1** está diseñado para la aspiración y eliminación de las cantidades restantes de alcoholes y tampones de las paredes de los tubos de microanálisis ...

[Leer más](#)



**FTA-2i**  
BS-040120-A02  
Aspirador con soporte para frascos

El aspirador con soporte para frascos **FTA-2i** está diseñado para la aspiración y eliminación de alcohol, tampón y líquido de los recipientes de reacción (p. ej., durante la purificación de ...

[Leer más](#)