

Soporte en carrusel

DESCRIPCIÓN

Soporte en carrusel (giratorio) para 6 pipetas

ESPECIFICACIONES

Capacidad

6



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010522

Soporte en carrusel (giratorio) para 6 pipetas

ACCESORIOS



Pipetas de la serie Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel

Las pipetas de la **serie Assist** son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl a 10 000 µl dependiendo del ...

[Leer más](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
serie de pipetas con bloqueo de volumen

Las pipetas de la **serie Assist** con bloqueo de volumen son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl ...

[Leer más](#)