


Soporte de 4 posiciones

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Capacidad

4



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010525

Soporte de 4 posiciones

ACCESORIOS



Pipetas de la serie Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel

Las pipetas de la serie Assist son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl a 10 000 µl dependiendo del ...

[Leer más](#)



Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel
serie de pipetas con bloqueo de volumen

Las pipetas de la serie Assist con bloqueo de volumen son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl ...

[Leer más](#)