


Juego de prefiltro externo (polifosfato / carbón / 1 µm) con manómetro

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-LK

Juego de prefiltro externo (polifosfato / carbón / 1 µm) con manómetro

ACCESORIOS



Labqua Trace
 BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura

Labqua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



Labqua HPLC
 BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura

Labqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labqua HPLC** ...

[Leer más](#)



Labqua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l
 sistema de agua ultrapura

El sistema **Labqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.