

Conjunto de prefiltro interno

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-AK

Conjunto de prefiltro interno

ACCESORIOS



Labagua Trace
BS-070105-A02
sistema de agua ultrapura

Labagua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



Labagua HPLC
BS-070104-A02
sistema de agua ultrapura

Labagua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labagua HPLC**...

[Leer más](#)



Labagua Bio
Depósito de almacenamiento de 30 l
sistema de agua ultrapura

El sistema **Labagua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.