


Kit de apilado para 2 × ES-20/80 | ES-20/80C

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-OK Kit de apilado para 2 × ES-20/80 | ES-20/80C

ACCESORIOS



ES-20/80

Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)