

Kit de calibración, d18mm


DESCRIPCIÓN

Estándares de turbidez McFarland, Ø18 mm

ESPECIFICACIONES

Diámetro

18 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

70900

Ø18mm



DEN-1

BS-050102-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)