

Kit de calibración, d12mm


DESCRIPCIÓN

Estándares de turbidez McFarland, Ø12 mm

ESPECIFICACIONES

Diámetro

12 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

21255

Ø12mm

ACCESORIOS



DEN-1

BS-050102-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



DEN-600

BS-050109-AAA

fotómetro

DEN-600 es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600 usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método Abs (OD600)

...

[Leer más](#)