

F-1, estante


DESCRIPCIÓN

F-1, estante

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)

400 × 140 × 50 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040104-DK

F-1

ACCESORIOS




UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords
Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVC/T-M-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords
Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVT-B-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



UVT-S-AR

BS-040107-AAA
Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVT-S-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)