

P-5, estante para pipetas

DESCRIPCIÓN

P-5, estante para pipetas


ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)

230 × 140 × 50 mm

Capacidad

5



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040104-CK

P-5

ACCESORIOS



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords
Gabinete de PCR

La cabina **UVC/T-M-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords
Gabinete de PCR

La cabina **UVT-B-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVT-S-AR

BS-040107-A07
Gabinete de PCR

La cabina **UVT-S-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)