

Ri-12/15, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica.

ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	17 × 120 mm
Capacidad	12
El volumen del tubo	15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-KK

Rotor Ri-12/15

ACCESORIOS



LMC-56

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



RR-U

BS-010208-UK

soporte de rotor

Soporte de rotor



BN-17/120

BS-010208-TK

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-12/15 (12 piezas).