

Ri-24GC, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 24 tarjetas de gel para prueba de serología de grupo sanguíneo (determinación directa e inversa de grupo sanguíneo, grupo de RH y detección de anticuerpos de 3 tipos celulares) RCF 280 x g

ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (W x L)	53 x 74 mm
Capacidad	24
Max. velocidad	1500 rpm
Max. RCF	280 x g
Fabricantes de tarjetas de gel	Grifols, DiaMed, etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-NK

Rotor Ri-24GC

ACCESORIOS



LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad LMC-56, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor