

BA-4/RT, Adaptadores

■ DESCRIPCIÓN

Adaptador oscilante para 4 tubos con base redonda, de 10 mL (juego de 4 un.)

ESPECIFICACIONES

| Material de soportes de tubos | POM Kocetal |
|-------------------------------|--|
| Tipo de Rotor | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 |
| El volumen del tubo | 10–15 ml |
| Max. velocidad | 4200 rpm |
| Max. RCF | 2960 × g |
| Fabricantes de tubos | Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc. |



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-3K BA-4/RT

ACCESORIOS



LMC-56 Without rotor Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad LMC-56, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...



BR-4U BS-010221-AK Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



RR-U BS-010208-UK soporte de rotor

Soporte de rotor

Leer más

BA-4/RT, Adaptadores Page 1 of 1