

BN-13/100-16, conjunto adaptador

DESCRIPCIÓN

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/100-16 para Vacutainer de 4-8 ml [13x100]



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-PK

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/100-16 para Vacutainer de 4-8 ml

ACCESORIOS



LMC-56

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



BA-4/VT

BS-010221-4K

Adaptadores

Adaptador oscilante para cuatro adaptadores vacutainer (juego de 4 un.). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.