

BN-13/100-24, conjunto adaptador

DESCRIPCIÓN

Para el rotor R-24/10, Ri-24/10 juego opcional de adaptadores (24 unidades) - BN-13/100-24 para Vacutainer de 4-8 ml [13x100]




NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-SK

Para el rotor R-24/10, Ri-24/10 juego opcional de adaptadores (24 unidades) - BN-13/100-24 para Vacutainer de 4-8 ml

ACCESORIOS



LMC-4200R

Without rotor
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



LMC-56

Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



R-24/10

BS-010212-JK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.



Ri-24/10

BS-010221-LK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.