

BI-25-6, conjunto adaptador

DESCRIPCIÓN

Para el rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P juego opcional de adaptadores (6 unidades) - BI-25-6 para tubos cónicos de 25 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-VK

Para el rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P juego opcional de adaptadores (6 unidades) - BI-25-6 para tubos cónicos de 25 ml



LMC-3000
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-12
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-4200R
Without rotor
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



R-6
BS-010208-DK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de aluminio.



R-6P
BS-010208-XK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de plástico (POM Kocetal).



Ri-6
BS-010221-HK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de aluminio.



Ri-6P
BS-010221-IK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de plástico (POM Kocetal).