

# BI-25-8, conjunto adaptador

## DESCRIPCIÓN

Para el adaptador BA-2/50 juego opcional de adaptadores (8 unidades) - BI-25-8 para tubos cónicos de 25 ml



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-UK

Para el adaptador BA-2/50 juego opcional de adaptadores (8 unidades) - BI-25-8 para tubos cónicos de 25 ml

## ACCESORIOS



**LMC-56**

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



**BA-2/50**

BS-010221-CK

Adaptadores

Adaptador oscilante para 2 tubos de 50 mL (juego de 4 un.)