


B-05E, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-05E para una placa de pocillos profundos Eppendorf® de 96/500 µl - Cat.No. 0030501101



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-QK

Bloque B-05E para una placa de pocillos profundos Eppendorf® de 96/500 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)