


B-05PO, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-05PO para una placa de pocillos profundos PlateOne® 96/500 µl - Cat.No. S1896-5000



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-OK

Bloque B-05PO para una placa de pocillos profundos PlateOne® 96/500 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)