


B-08AB, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-08AB para una placa de pocillos profundos Abgene™ Storage Plate 96/800 µl - Cat.No. AB0765, AB0859



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-MK

Bloque B-08AB para una placa de pocillos profundos Abgene® Storage Plate 96/800 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)