


## B-12AB, bloque

### DESCRIPCIÓN

Bloque B-12AB para una placa de pocillos profundos Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl - Cat.No. AB0564, AB0787



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-SK

Bloque B-12AB para una placa de pocillos profundos Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)