


# B-1R, bloque

## DESCRIPCIÓN

Bloque B-1R para una placa de pocillos profundos Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



## NÚMERO DE CATEGORÍA

**BS-010159-UK**

Bloque B-1R para una placa de pocillos profundos Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)