

LTD-1, Cajón

DESCRIPCIÓN

Cajón con alfombrilla de silicona antideslizante y función de cierre suave. Se puede montar después.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones internas del cajón (An. x Prof. x Al.)	310 × 350 × 40 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	430 × 410 × 70 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040107-OK

LTD-1, Cajón

ACCESORIOS



LT-120

BS-040107-EK

Mesa regulable en altura

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

- El set incluye 2 patas con 2 motores.
- Controlador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, botón ...

[Leer más](#)



LT-150

BS-040107-JK

Mesa regulable en altura

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

- El set incluye 2 patas con 2 motores.
- Controlador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, botón ...

[Leer más](#)



LT-180

BS-040107-HK

Mesa regulable en altura

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

- El set incluye 2 patas con 2 motores.
- Controlador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, botón ...

[Leer más](#)